

## LISTINO DPI

(VALIDO 5 GIORNI DALLA RICEZIONE)

| PRODOTTO                                                                            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>MASCHERINE FFP2 - KN95 E N95</b><br/><b>MASCHERINA PROTETTIVA</b><br/><b>FILTRO 95%</b><br/><b>CERTIFICATA CE</b></p> <p>Mascherina protettiva Filtro 95% Certificata CE. Con una mascherina FFP2 si evita che minuscole goccioline di saliva contaminata, potenzialmente presenti nell'aria inalata, entrino in contatto con le mucose del naso o della bocca.</p>                                                                                                                                                                        |
|  | <p><b>GUANTI LATTICE MONOUSO</b></p> <p>Guanti monouso in lattice, non sterili, totalmente privi di talcatura. Indicati per pelli delicate. Sensibilissimi e particolarmente resistenti. La superficie micro ruvida assicura presa ottimale in ogni condizione di utilizzo. Il prodotto è anche testato per il contatto intermittente con sostanze alimentari. Materie prime selezionate di primissima qualità. DPI III categoria e Dispositivo medico di classe I.</p> <p><b>PRODOTTO IN STABILIMENTI CERTIFICATI ISO 9001 e ISO 13485.</b></p> |



## **GUANTI NITRILE MONOUSO**

Guanti monouso in nitrile, non sterili, totalmente privi di talcatura e senza latex. Indicati per pelli delicate. Sensibilissimi e particolarmente resistenti. La superficie micro ruvida assicura presa ottimale in ogni condizione di utilizzo. Il prodotto è anche testato per il contatto intermittente con sostanze alimentari. Materie prime selezionate di primissima qualità. DPI III categoria e Dispositivo medico di classe I.

**PRODOTTO IN STABILIMENTI  
CERTIFICATI ISO 9001 e ISO  
13485.**



## **OCCHIALI PROTETTIVI TRASPARENTI CE 166**

Occhiali protettivi antinfortunistici trasparenti con protezione per gli occhi



## **TERMOMETRO INFRAROSSI SENZA CONTATTO**

Termometro a infrarossi IF311, idoneo per la misura della temperatura corporea senza contatto, indicato per lo screening delle persone con la febbre, sintomo del virus Covid19. Range temperatura corporea da 32°C a 42,5 °C



## **TELECAMERA TERMICA TERMOSCANNER CON STAZIONE DI MONITORAGGIO E RILEVAMENTO MASCHERINA**

Totem automatico con intelligenza artificiale che consente di rilevare la presenza della mascherina sul volto delle persone ed effettua la misurazione automatica della temperatura anche in presenza della mascherina stessa. Gestione automatica degli eventi con possibilità di interfacciare il dispositivo a varie periferiche sia in ingresso (lettori di carte, impronte digitali) che in uscita (tornelli, porte elettriche, ecc).



## **GEL IGIENIZZANTE MANI ANTIBATTERICO**

Detergenti per l'igiene personale, efficaci contro batteri e virus. Le nostre mani vengono utilizzate continuamente per svolgere una moltitudine di azioni e possono contaminarsi con microorganismi che possono successivamente entrare nel nostro corpo semplicemente portandosi le mani alla bocca, al naso oppure agli occhi. Il gel disinfettante agisce contro batteri e virus nella riduzione di microorganismi sulle mani in circa un minuto. Efficace anche sulle superfici lasciandolo agire 5 minuti dopodiché passare un panno pulito.

**TERMINI PAGAMENTO: 100% DEPOSITO ALL'ORDINE**

**TEMPI DI CONSEGNA :10 GIORNI DAL DEPOSITO DEL 100%**

**CONTATTARE PER DISPONIBILITA'**